

<p>Beachten Sie auch die Hinweise am unteren Seitenrand</p> 	<p>Mit Ihren neuen Schuhen haben Sie ein medizinisches Hilfsmittel erhalten. Das gelieferte Hilfsmittel ist eine Sonderanfertigung im Sinne des Art. 6 der Medizinprodukteverordnung (MepV). Es entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR).</p> <p>– Bitte beachten Sie daher die nachfolgenden Gebrauchshinweise:</p>		
<p>• Einlaufen der Schuhe</p>	<p>– neue Schuhe müssen eingelaufen werden</p> <p>– anfangs im Haus</p> <p>– beginnen mit 30 Min. vormittags oder/und nachmittags, kontinuierlich steigern</p> <p>– nach ca. 1-2 Wochen sollten sie ganztags bequem getragen werden können</p>		
<p>• Fusskontrolle</p>	<p>– anfangs nach jedem Ausziehen der Schuhe bzw. bei Beschwerden</p> <p>– Füße auf Rötung, Druck- oder Scheuerstellen untersuchen</p> <p>– wenn erforderlich, weitere Person hinzuziehen oder Spiegel benutzen</p>		
<p>• Kontrolltermin</p>	<p>– bei Schmerzen oder Hautveränderungen Kontrolltermin vereinbaren</p> <p>– Schuhe zum Wechseln mitbringen</p>		
<p>• Anziehen der Schuhe</p>	<p>– Schuhinnenraum muss frei sein von Fremdkörpern</p> <p>– Vermeiden von Strumpffalten, besonders im Bereich von empfindlichen Fusspartien</p> <p>– tragen Sie nur Strümpfe ohne dicke Wülste (Nähte)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beim Anziehen Fuss-, Knie- und Hüftgelenk in Beugstellung bringen (90°) 2. Schuh auf hinterer Absatzkante aufstellen 3. Ferse ganz nach hinten rutschen lassen 4. Schuh in dieser Position gleichmässig und ausreichend fest schliessen 5. auf festen Sitz der Schuhe achten, beim Laufen evtl. nachschnüren <p>– bei längerem Sitzen und evtl. Anschwellen der Füße kann Verschluss gelockert werden</p>		
<p>• Fussbettung</p>	<p>– ist immer fester Bestandteil des Schuhes, in dem sie gefertigt worden ist</p> <p>– vertauschen Sie niemals die Fussbettungen mit denen anderer Schuhe, dies kann zu Fuss- und Schuhproblemen führen</p>		
<p>• Trocknen von Schuhen und Fussbettungen</p>	<p>– feuchte oder nasse Schuhe und Fussbettungen nur an der Luft trocknen lassen</p> <p>– Schuhe und Fussbettungen niemals auf Ofen oder Heizung trocknen</p> <p>– milde Schuhcreme verwenden</p>		
<p>• Pflege der Schuhe</p>	<p>– bei Rauhledern keine Schuhcreme, sondern Velour- oder Nubukpflege</p> <p>– zum Schutz gegen Nässe Imprägnierspray</p> <p>Achten Sie auf rechtzeitige Instandsetzung von Absatz und Sohle, damit der Schuhunterbau nicht beschädigt wird.</p>		
<p>• Mindesttragezeiten</p>	<p>in der Regel</p>	<p>Schuhe:</p> <p>Wechsel paar:</p> <p>Hausschuhe:</p>	<p>2 Jahre</p> <p>2 Jahre</p> <p>4 Jahre</p>
<p>• Anmessen neuer Schuhe</p>	<p>Bringen Sie unbedingt die letzte Versorgung mit!</p>		
<p>• Wenn Sie problemlos mit Ihren orth. Schuhen zurechtkommen...</p>	<p>...suchen Sie bitte Ihren Arzt auf, damit er sich vom Erfolg der Versorgung überzeugen kann. Bei dieser Gelegenheit sollten Sie mit Ihm Ihren weiteren Therapieplan und eventuelle Ersatzversorgungen besprechen</p>		
<p>• Achtung Diabetiker</p>	<p><u>Weisen Sie bei jedem Besuch und bei jeder Terminvereinbarung darauf hin, dass Sie Diabetiker sind!</u></p>		
<p>Suchen Sie uns umgehend auf, wenn folgendes eintritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reaktionen wie Ausschlag oder Infektionen durch die Anwendung. – Falls sich die Materialeigenschaft wesentlich verändert hat. – Das Produkt stark abgenützt, und das Obermaterial durchgescheuert ist. – Die Absätze oder die Sohlen bald durchgelaufen sind. – Das Produkt beschädigt, oder ein Fremdkörper eingedrungen ist. – Ihr Produkt stark verschmutzt ist und mit normalen Pflegemitteln nicht mehr gereinigt werden kann. 		<p>Mögliche Risiken können bei folgenden Ereignissen eintreten:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Beschädigung durch Hitze, mechanische Kräfte, übermässiger Druck. – Fehlende Hygiene beim Gebrauch oder falsche Lagerung des Produktes. – Umwelteinflüsse die das Produkt beeinträchtigen. – Anwendung durch Personen ohne Instruktion oder Urteilsfähigkeit. – Wenn Sie ungeeignete Strümpfe, Socken etc. tragen. – Wenn das Produkt nicht wie empfohlen gepflegt wird, und stark verschmutzt ist. – Falls das Produkt von anderen Personen eingesetzt wird. – Biobelastung, wenn die Produkte nicht fachgerecht entsorgt werden. – Mögliche Gefährdung Dritter bei falscher An- oder Wiederverwendung. 	
<p>Adresse: Hammerstr. 14 4058 Basel Tel 061 691 00 66 www.winkler-osm.ch</p>			

Hiermit erklären wir, dass die auf der Vorderseite bezeichnete Sonderanfertigung den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäss Anhang I der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) entspricht.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung der Sonderanfertigung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Hersteller

ORTHO SCHUH TECHNIK Winkler AG
Hammerstrasse 14
CH-4058 Basel
Tel. 061 691 00 66

Die Sonderanfertigung wird ausschliesslich für den namentlich erwähnten Patienten/Anwender hergestellt.

**Bevollmächtigter für die technische Dokumentation der
ORTHO SCHUH TECHNIK Winkler AG:**

Basel, 20.03.2023

Unterschrift
Patrick Winkler, Geschäftsführer